

OHR- UND NASENLOCHSTECHEN

# Pflege & Tipps



Storch  
Pflege  
Tipps

Marc-Gregor Storch Schmuckgroßhandel  
Ludwigsweg 48  
D-08258 Markneukirchen

Telefon 037422-5650  
Telefax 037422-56529

marc-gregor.storch@t-online.de  
www.storch-schmuck.de



# Pflegeanleitung & Tipps

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie Ihre med. Ohrstecker berühren. Reinigen Sie Vorder- und Rückseite Ihres Ohres 2x täglich mit dem Storch-Ohrlochkosmetikum ohne dabei die Ohrstecker zu entfernen. Drehen Sie die Ohrstecker dabei jeweils 2 bis 3 mal 180° nach links und 180° nach rechts, um zu vermeiden, dass sich Haare um den Stift wickeln. Achten Sie darauf, dass kein Haarspray, Shampoo, keine Seife oder andere Präparate mit dem Ohr in Berührung kommen.

## Ohrläppchen

Entfernen Sie die Ohrstecker während der ersten 6 Wochen nicht. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss nicht zu dicht am Ohr sitzt, damit während des Heilungsprozesses genügend Luft an den Ohrstecker/Stichkanal gelangt. Unmittelbar nach dem Stechvorgang können geringfügige Schmerzen/Rötungen auftreten – eine normale Reaktion. Wird die Nachpflege sorgfältig durchgeführt, klingen diese innerhalb von 48 Stunden ab. Bei unverhältnismäßigen Schmerzen/Schwellungen/Rötungen, ist der Stecker zu entfernen. Tritt keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

## Ohrknorpel

Belassen Sie die med. Ohrstecker 12 Wochen durchgehend im Ohr. Tragen Sie während der ersten 12 Monate nach dem Ohrlochstechen nur Ohrschmuck aus antiallergischem Material. Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit der Ohrknorpels, ist während des Heilungsprozesses eine besondere sorgfältige Nachpflege notwendig. Unmittelbar

nach dem Stechvorgang können geringfügige Schmerzen/Rötungen auftreten, eine normale Reaktion. Wird die Nachpflege sorgfältig durchgeführt, klingen diese ab. Versäumen Sie es, die Nachpflege sorgfältig durchzuführen oder treten Komplikationen auf, ist der Stecker umgehend zu entfernen. Tritt keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen, da es zu dauerhaften Schäden am Ohrknorpelbereich kommen kann.

## Nasenlochstechen

Belassen Sie den med. Stecker mindestens 2 Wochen durchgehend in der Nase. Pflegen Sie das Nasenloch 2 mal täglich mit Storch-Ohrlochkosmetikum. Achten Sie darauf, dass immer ein Stecker in der Nase ist, da es sonst schnell zuwächst und das kein Make-up, keine Seife oder andere Präparate mit dem Nasenloch in Berührung kommen. Tragen Sie danach einen Nasenstecker aus antiallergischem Material und Pflegen Sie das Nasenloch weiter. Bei unverhältnismäßigen Schmerzen/Schwellungen/Rötungen, ist der Stecker zu entfernen. Tritt keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

**Eine sorgfältige Nachpflege und Reinigung garantiert viel Freude mit Ihren Löchern!**



Ohrloch-Kosmetikum mit Arnika & Kamille

# Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mir aus freiem Willen ein Ohr- oder Nasenloch gestochen wird und ich 18 Jahre oder älter bin (ansonsten Unterschrift eines Erziehungsberechtigten).

Ich befinde mich aus keinerlei Gründen in ärztlicher Behandlung und leide weder an Diabetes, Epilepsie, Hepatitis, HIV, Hämophilie noch an einer Herzerkrankung.

Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und stehe nicht unter Alkohol, Drogen oder Medikamenteneinfluss.

Ich habe die Pflegeanleitung verstanden und bin über die Möglichkeit einer Infektion aufgrund von unzureichender Nachpflege, Metall-Unverträglichkeit oder anderen Gründen informiert.

Ich bin mir bewusst, dass im Knorpelbereich der Abheilungsprozess wesentlich länger dauert und das Risiko von

Entzündungen und Infektionen durch natürliche Beschaffenheit dieses Bereiches und/oder unzureichender Nachpflege erhöht ist.

Ich wurde darüber informiert, dass meine Ohren mit sterilen medizinische Ohrsteckern durchstochen werden.

Unter der Voraussetzung, dass mir in diesem Geschäft Löcher unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften gestochen werden, befreie ich dieses von jeglicher Verantwortung für sämtliche Verletzungen oder Schäden, die als direkte Folge des Stechvorgangs entstehen können.

Weiterhin erkläre ich, dass ich bei auftretenden Komplikationen keine Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegen den Lieferanten und Hersteller geltend machen kann.

Ohrloch       Ohrknorpel       Nasenloch

## Geschäft

Anschrift/Firmenstempel

.....  
Datum und Unterschrift

Kunde:

.....  
Vorname, Name

.....  
Geburtsdatum

.....  
Adresse

.....  
Datum und Unterschrift (bzw. Unterschrift der gesetzlichen Vertreters)